

56mm

Lansinoh.

EN Lansinoh® Hot & Cold Breast Therapy Packs

lansinoh.co.uk

Use hot to help relieve engorgement, plugged ducts, mastitis, and to encourage milk let-down.

Place one pack inside microwave lying flat for time indicated below. Each pack should be heated separately. After testing pack temperature, you may add more time in 5 second increments as needed until desired temperature is reached. Alternative heating instructions can be found in enclosed instructions leaflet. Please read carefully.

Use cold to help relieve pain and swelling due to engorgement. Freeze for at least 4 hours then place into covers before use.

For use with a breast pump: Use hot with any breast pump to encourage let-down and reduce time spent pumping. Heat packs according to heat therapy instructions and wrap around the outside of the breast cushions.

Apply the packs for a maximum of 20 minutes per session. To hold in place, packs can be placed in a bra. Discard pack if punctured. Do not use on infants or allow infants to chew on the packs.

Medical device
Please see instructions for additional important use advices.

PL Zestawy Lansinoh® Hot & Cold zestaw do terapii piersi

lansinoh.pl

Stosowany na ciepło pomaga udrożnić zatknięte kanały mlekowe, przyniesie ulgę w przypadku zapalenia sutka, ułatwia także wypływ pokarmu.

Umieścić kompres w mikrofalówce na płasko i ustawić czas według zaleceń poniżej. Każdy kompres powinien być podgrzewany oddzielnie. Po skontrolowaniu stopnia ogrzania kompresu, w razie potrzeby można podgrzać przez dodatkowe 5 sekund. Alternatywne sposoby podgrzewania kompresu są zamieszczone w ulotce. Proszę uważnie przeczytać.

Stosowany na zimno przynosi ulgę oboląym i obrzmiałym piersiom. Umieścić kompres w zamrażalniku na przynajmniej 4 godziny. Przed przyłożeniem do piersi, kompres należy umieścić w pokrowcu.

Sposób użycia z laktatorem: do stosowania na ciepło z każdym laktatorem ręcznym i elektrycznym, aby ułatwić wypływ pokarmu i zmniejszyć czas potrzebny na odciążenie pokarmu. Podgrzewać kompres zgodnie z instrukcją i umieścić wokół piersi. Zastosuj zestaw przez maksymalnie 20 minut na sesję.

Aby uniknąć przemieszczania, kompres można umieścić w biustonoszu. Wyrzucić kompres, jeśli jest uszkodzony. Nie stosować u dzieci i nie pozwalać dzieciom ich gryźć.

Wyrób medyczny.
Przed zastosowaniem należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.

CAUTION: Always test pack temperature prior to application. Prolonged application may cause injury, including burns. Do not use on infants. Do not use if you have poor circulation. Do not use heat therapy on stitches or an open wound. Do not fall asleep using pack. Use only under adult supervision. For extreme, prolonged, or chronic pain, contact a physician. Use only as directed. Heating beyond suggested time may damage or destroy the pack. Do not puncture pack and/or ingest contents. For external use only. Do not place soft covers in microwave.

152.7mm

BPA
BPS
FREE

TR Lansinoh® Soğuk ve Sıcak Göğüs Terapisi Paketleri

lansinoh.com.tr

Sıcak Kullanım: Tıkalı kanalların, mastitin hafifletilmesine yardımcı olmak ve süt akışının artırılmasına yardımcı olmak için **sıcak kullanın**.

Bir paketi aşağıda belirtilen süre boyunca yatay duracak şekilde mikrodalgaya yerleştirin. Her paket ayrı ısıtılmalıdır. Paket sıcaklığını kontrol ettikten sonra, istenilen sıcaklığa ulaşılan kadar 5 saniyelik artışlarla daha fazla süre eklenebilir. Alternatif ısıtma talimatları kullanım kitapçığında bulunmaktadır. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

Soğuk Kullanım: Angorjman nedeniyle oluşan şişkinlik ve ağrıyı hafifletmek için **soğuk kullanın**. En az 4 saat dondurucuda bekletin ve kullanmadan önce kılıflarına yerleştirin.

Göğüs Pompası İle Kullanım: Süt akışını hızlandırmak ve sağım süresini kısaltmak için göğüs pompası ile sıcak kullanın. Sıcak kullanım talimatlarına göre paketleri ısıtın ve göğüs pompasının göğüseye yerleşen aparatının dışına sarın.

Uyarılar: Paketleri her seferinde en fazla 20 dakika uygulayın. Sabit durmasını sağlamak için paketler sütyen içine yerleştirilebilir. Delinmiş paketi atın. Bebeklerde kullanmayın veya bebeklerin paketi çiğnemesine izin vermeyin.

Tıbbi cihaz
Önemli kullanım önerileri için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

HU Lansinoh® meleg és hideg mellterápiás csomagok

lansinoh.hu

Használat melegén az elzáródott tejcsatornák felszabadítására, vagy a pangásos mellgyulladás enyhítésére és az anyatej áramlásának beindítására, fejés előtt.

Helyezze egy mellpárnát fektetve a mikrohullámú készülékbe a jelzett ideig. Minden mellpárnát külön kell melegíteni. A mellpárna hőmérsékletének ellenőrzése után további 5 másodperces lépésekben melegítheted, amíg a kívánt hőmérsékletet el nem éri. Alternatív melegítési utasítások a mellékelt használati útmutatóban találhatók. Kérjük, olvassd el figyelmesen.

Hidegen használat a csökkentett az emlőgyulladás okozta duzzanatot és fájdalmat. Fagyaszd le legalább 4 órán keresztül, majd használat előtt tedd a huzatába.

Használat meliszívóval: Melegen a mellpárna bármilyen elektromos vagy kézi meliszívóval használható az anyatej áramlásának beindítására és a fejési idő csökkentésére. Melegítsd a párnát az utasításoknak megfelelően és tedd a meliszívó talcsér köré a mellpárnát.

Alkalmazza a csomagokat alkalmanként legfeljebb 20 percig. A melltartóba téve rögzítheted a párnát. Ha a mellpárna lyukas, ne használd! Ne használd esecsemőknél, és ne engedd, hogy gyermekek rágiya a termékét.

Orvostechnikai eszköz
Kérjük figyelmesen olvassd el a mellékelt használati utasítást a további fontos információkért.

Lansinoh.

Supporting breastfeeding mums for more than 35 years

EN TR



Use without pump

Hot: Helps relieve mastitis, plugged ducts, and encourages milk let-down.

Cold: Helps relieve pain and swelling due to engorgement.

Sıcak ve Soğuk Kullanım

Sıcak: Mastit ve tıkalı göğüs kanallarının rahatlamasına yardımcı olur, süt akışının hızlanmasını teşvik eder.

Soğuk: Angorjman nedeniyle oluşan şişkinlik ve ağrının rahatlatılmasına yardımcı olur.



Use with pump

Hot: Use with any electric or manual breast pump to encourage let-down and reduce time spent pumping.

Göğüs Pompası İle Kullanım

Sıcak: Manuel veya elektrikli göğüs pompası ile süt akışını hızlandırmak ve göğüs pompası kullanım süresini kısaltmak için kullanılır.

Lansinoh.

Hot & Cold Breast Therapy Packs

2 reusable packs with soft covers

Lansinoh.

Hot & Cold Breast Therapy Packs



Use Hot: Helps relieve engorgement, mastitis and plugged ducts

Use Cold: Helps relieve pain and swelling due to engorgement

Use with a breast pump to encourage let-down and reduce time spent pumping

Care

2 reusable packs with soft covers



5 060062 997644

TH10400CT0523

Lansinoh Laboratories Inc. Niederlassung Deutschland, Bayerischer Platz 1, 10779 Berlin | lansinoh.de
Lansinoh Lab., Inc. Mer, Delaware Türkiye İstanbul Şubesi | Tel: +90 216 527 0905 | lansinoh.com.tr
Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sk. Metropol, İstanbul A2 Blok Kat: 22 Daire: 340 34758, Ataşehir/İstanbul/Türkiye

Lansinoh® is a registered trademark of Lansinoh Laboratories Inc.



Lansinoh Laboratories UK Ltd,
Ground Floor, West Mayesbrook
House, Lawnswood Business Park,
Leeds, LS16 6QY

Manufactured by:
Health Plus (Shanghai) International Co., Ltd
Room 1-33, Building 6, 4299 Jindu Road,
Minhang District, Shanghai, China



Everbiz GmbH
Landsberger Str.155 80687
München, Germany

NP2 Technology Ltd
8 Saberton Close, Waterbeach,
Cambridge, CB25
9QW, United Kingdom



LOT #

LOT #

Lansinoh.

Supporting breastfeeding mums for more than 35 years

PL HU



Sposób użycia bez laktatora

Terapia na ciepło: pomaga udrożnić zatknięte kanały mlekowe, przynosi ulgę w przypadku zapalenia sutka, ułatwia także wypływ pokarmu.

Terapia na zimno: przynosi ulgę oboląym i obrzmiałym piersiom.

Használat meliszívó nélkül

Melegen: az elzáródott tejcsatornák felszabadítására, vagy a pangásos mellgyulladás enyhítésére, közvetlenül szoptatás előtt; a tejleadó reflex és az anyatej áramlásának beindítására.

Hidegen: csökkentett az emlőgyulladás okozta duzzanatot és fájdalmat.



Sposób użycia z laktatorem

Terapia na ciepło: do stosowania z każdym laktatorem ręcznym i elektrycznym, aby ułatwić wypływ pokarmu i zmniejszyć czas potrzebny na odciążenie pokarmu.

Használat meliszívóval

Melegen: bármilyen elektromos vagy kézi meliszívóval használható az anyatej áramlásának beindítására és a fejési idő csökkentésére.

152mm

37mm