



Protects C-section incision site from rubbing



Provides **cooling and soothing** effect for the incision site



Minimizes friction of the C-section incision site from clothing

The Lansinoh® C-section Hydrogel Pads protect the c-section wound minimizing friction from clothing and providing a cooling and soothing effect on application.

Caution: Use only as directed. Keep out of reach of children. For external use only. Suitable for use from 10 days after childbirth or when stitches or staples have been removed or have dissolved. If an infection is present or suspected do not use and seek medical advice. Should sensitivity or irritation occur then stop using the Hydrogel Pads and seek medical advice. Wear for a maximum of 72 hours. Single use only. The Hydrogel Pads may rarely cause pain on application, skin reaction, infection, foul odour, edema, ulceration, allergic reaction or skin damage.

Medical device - consult instructions for use.

TR

SEZARYEN HİDROJEL PEDİ

- Sezaryen bölgenizi koruyucu, rahatlatıcı ve serinletici
- Sezaryen kesi bölgesini sürtünmeden korur
 - Sezaryen kesi bölgesinde gıysilerin sürtünmesini en aza indirir
 - Kesi bölgesi için serinletici ve rahatlatıcı etki sağlar

Lansinoh® Sezaryen Hidrojel Pedleri, giysilerden kaynaklanan sürtünmeyi en aza indirir, uygulamada serinletici ve rahatlatıcı bir etki sağlayarak sezaryen yarasını korur.

Tıbbi malzeme - kullanım talimatlarına bakın.

ES

ALMOHADILLAS DE HIDROGEL PARA CESÁREA

Ayudan a proteger, calmar y refrescar la zona de la cesárea

- **Protegen la zona de la incisión de la cesárea de los roces**
- **Minimizan la fricción de la zona de la incisión de la cesárea provocada por la ropa.**
- **Proporcionan un efecto refrescante y calmante en la zona de la incisión.**

Las almohadillas de hidrogel para cesárea de Lansinoh protegen la herida de la cesárea minimizando la fricción de la ropa y proporcionando un efecto refrescante y calmante en la aplicación.

Producto sanitario: consultar las instrucciones de uso.

PL

WKLADKI HYDROŻELOWE PO CESARSKIM CIĘCIU

Ochrona, ukojenie i schłodzenie blizny po cesarskim cięciu

- **Chronią bliznę po cesarskim cięciu przed otarciami**
- **Tworzą barierę, ochronną przed podrażnieniami wywołanymi kontaktem blizny z odzieżą**
- **Chłodzą i łagodzą skórę w miejscu nacięcia w miejscu nacięcia**

Wkładki hydrożelowe Lansinoh po cesarskim cięciu. Chronią miejsce po nacięciu skóry minimalizując kontakt z bielizną. Przynoszą uczucie ukojenia dzięki swoim chłodzącym właściwościom.

Wyrób medyczny – zapoznaj się z instrukcją użytkowania.

FI

KEISARILEIKKAUS (SEKTIO) HYDROGEELITYYNYT

Suoja ja rauhoittaa ja viilentää sektiohaavaa

- **Suoja ja haavaa hankautumiselta**
- **Minimoi sektion viiltokohdan kitkan vaatteista**
- **Tarjoaa viilentävän ja rauhoittavan vaikutuksen viiltokohtaan**

Lansinoh® sektio hydrogeelityynyt suojaavat keisarileikkaushaavaa minimoiden kitkan vaatteista ja tarjoten viilentävän ja rauhoittavan vaikutuksen laitteissa paikalleen.

Lääkintälaite – katso käyttöohjeet.

TR Dikkat: Sadece belirtildiği şekilde kullanın. Çocukların erişimeyeceği bir yerde saklayın. Sadece harici kullanım için. Doğumdan 10 gün sonra veya dikişler ya da zımbalar çekildikten sonra veya çözülmeden kullanmayın. Uygundur, bir enfeksiyon varsa veya enfeksiyondan şüpheleniyorsa kullanmayı ve tıbbi yardım isteyin. Hassasiyet veya tahriş meydana gelirse, Hidrojel Pedleri kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım alın. En fazla 72 saat boyunca kullanın. Sadece tek kullanımlıktır. Hidrojel Pedleri nadiren uygulamada ağrıya, cilt reaksiyonuna, enfeksiyona, kötü kokuya, ödeme, yara oluşumuna, alerjik reaksiyona veya cilt hasarına neden olabilir.

ES Precaución: Usar solo según las instrucciones. Mantener alejado del alcance de los niños. Solo para uso externo. Las almohadillas pueden utilizarse a partir de los 10 días posteriores al parto o cuando se hayan retirado o disueltos los puntos o grapas. En caso de presencia o sospecha de infección, no usar y consultar al médico. En caso de sensibilidad o irritación, dejar de usar las almohadillas de hidrogel y consultar al médico. Usar un máximo de 72 horas. De un solo uso. Las almohadillas de hidrogel rara vez provocan dolor, reacción en la piel, infección, mal olor, edema, ulceración, reacción alérgica o daño en la piel al aplicarse.

Lansinoh.

C-SECTION HYDROGEL PADS

Protecting, soothing, and cooling your c-section

Lansinoh.

C-SECTION HYDROGEL PADS

Protecting, soothing, and cooling your c-section



Medical device
2 Hydrogel Pads

Birth

PREP & RECOVERY

all variable data

OT XX XX
XX XX-XX-X

all variable data

GTIN (01105060420233599
(17 2025-1-28
(10 01472

all variable data

GTIN (01105060420233599
(17 2025-1-28
(10 01472

PL Uwaga: zawsze używać zgodnie z instrukcją. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie używać dłużej niż 10 dni od porodu lub gdy zostały usunięte lub rozwiązane. Jeśli infekcja jest obecna lub podejrzana, nie używać! Zasięgnij porady lekarza. W przypadku wystąpienia nadrażnienia lub podrażnienia należy zaprzęść używanie wkładek hydrożelowych i zasięgnąć porady lekarza. Nosić przez maksymalnie 72 godziny. Jednorazowego użytku. Wkładki hydrożelowe nie powinny powodować bólu podczas aplikacji. Nie powinny wywoływać żadnych reakcji skórnych, infekcji, powstania po aplikacji nieprzyjemnego zapachu, obrzęku, owrzodzenia, reakcji alergicznej lub uszkodzenia skóry.

FI Varoitus: Varmotta: Käytä vain ohjeiden mukaan. Sallittavalla lasten ulottumattomissa. Vain ulkoiseen käyttöön. Soveltuu käytettäväksi 10 päivän kuluttua synnytuksesta tai kun ompelut tai haavat on poistettu tai ne ovat luumenneet. Jos infektio on olemassa tai sitä epäillään, älä käytä ja vaan hakeudu lääkäriin hoitoon. Jos herkkyyttä tai ärsykystä ilmenee, lopeta hydrogeelityynien käyttö ja hakeudu lääkäriin hoitoon. Käytä enintään 72 tuntia. Vain kertakäyttöön. Hydrogeelityynyt voivat harvoin aiheuttaa kipua tai tunteita paikalleen, ihonreaktion, infektion, epämiellyttävää hajua, turvotusta, haavaumia, haavainfia, allergisia reaktioita tai irovaurioita.

COATING FREE GLUE AREA FACE



PE6982OCT0123

Lansinoh Laboratories, Sağlık Gereçleri Tasarım San. Tic. Ltd. Sti.
Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:15 E.S.B Gazimirmir / Izmir / Türkiye

Distributed by:
Lansinoh Lab, Inc., Mer., Delaware Türkiye Istanbul Subesi | lansinoh.com.tr
Atatürk Mahallesi Ertugrul Gazi Sk. Metropolis Istanbul A2 Blok Kat: 22 Daire: 340 34759
Atasehir/Istanbul/Turkiye

Lansinoh Laboratories Ltd UK | lansinoh.co.uk
Ground Floor West Mayesbrook House Lawnswood Business Park Leeds LS16 6QY

Lansinoh Laboratories Inc. | lansinoh.de
Niederlassung Deutschland, Bayerischer Platz 1, 10779 Berlin, Germany

Lansinoh® and Soothies® are registered trademarks of Lansinoh Laboratories, Inc.
© 2023 Lansinoh Laboratories, Inc. All Rights Reserved. Made in the UK.

